

桃の節句も過ぎて、やわらかな春の日差しがうれしい季節になりましたが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。

さて、介護ベッドの使用における事故が全国では少なからず発生しており、ご利用者様の生命に関わる重大な事故も複数件発生しているそうです。事故防止のために、商品が安全であることはもちろんですが、ご利用される方においてもお使いの介護ベッドの特性をご理解いただき、注意事項を守っていただきたく、再度ご説明させていただきます。

安全に使用するための注意事項

ベッドサイドレール

①サイドレール各部のすき間などに身体の一部(特に頭や首)が入らないように注意してください。

- 身体の一部(特に頭や首)がすき間に入った状態でベッドを操作すると、挟まれて身体の障害や生命にかかわるけがをする恐れがあります。



②ベッド柵類に腰掛けたりしないでください。

- 体重がかかっている状態でバランスをくずしたり、サイドレールが不意に倒れたりすると、転倒してけがをする恐れがあります。



③ベッドの片側での使用に注意してください。

- ベッド柵類をベッドの片側のみ差した場合、背上げをしたマットレスとベッド柵がVの字になる場合があります。このすき間に身体がはさまれる可能性がありますのでご注意ください。



④乳幼児には使用しないでください。

- ベッド柵類の格子のすき間から転落する恐れがあります。



だんらん福祉用具貸与販売事業所

TEL 025-530-3657

