

体位変換器

体位変換器

セロリ

モルテン



品番	TAISコード
MTYA	00054-000112

ご利用者負担額	100単位/月
レンタル料金	1,000円/月

Aタイプ (まくら型)

- サイズ/幅68×奥行32
- 材質/クッションビーズ/オレフィン系エラストマー
アウターカバー/綿+ポリエステル
インナーカバー/ポリエステル
- 重量/約2.4kg



- サイズ/幅141×奥行23 ■材質/クッションビーズ/オレフィン系エラストマー
アウターカバー/綿+ポリエステル インナーカバー/ポリエステル
- 重量/約3.1kg

品番	TAISコード
MTYB	00054-000113

ご利用者負担額	100単位/月
レンタル料金	1,000円/月

トレイースライドシート

東レ



- サイズ/シート: 120×75cm
収納袋: 19.5×29cm
- 材質/シート生地: ナイロン100%
(制菌加工 マックスベック®使用)
収納袋: ポリエステル100%
- 重量/シート: 約124g
収納袋: 約40g

3層構造による
抜群のスライド性。
360°自在に移動、
体位変換も。

品番	TAISコード
TES-100	00947-000001

ご利用者負担額	100単位/月
レンタル料金	1,000円/月

テイコブ移乗用介助ベルト

幸和製作所

移乗介助をしっかりアシストします



品番	TAISコード
AB31	00030-000142

ご利用者負担額	
レンタル料金	



用途に合わせた
縦横の持ち手

- サイズ/幅12×長さ135cm
- 適応胴囲/約60~130cm
- 材質/本体:(外側)ナイロン
(内側)ポリエステル/塩化ビニール
持ち手:ポリプロピレン/ポリウレタン
バックル:POM ポケット:PVC

ウェルピー HC



ウェルピーHC

ホームケア

フィッティングしやすさと
耐久性を高めました

ハーティーケア

やさしく体位変換できます

ハイケア

体重を広く分散できます

体圧分散性能をアップ

四肢拘縮、円背の方の場合 被験者: 男性 168cm 70kg

●マットレスのみ
接触面積が小さい/腰・かかとに体重が集中している

●マットレス+ポジショニング
接触面積が大きくなる

従来のマットレスでは、腰やかかとに体重が集中し、接触面積が小さく、体圧分散が不足しています。ウェルピーHCは、体圧を広く分散し、接触面積を大きくすることで、体圧分散性能を向上させます。

ポジショニングに、優しさと快適さとおこちよさを。
使う人と介助する人への想いを込めて生まれたクッションです。

タイカ



- ジャンボ
- 幅73×長73cm ■重量2.4kg

品番	TAISコード
PC-HC-J1	00563-000073

ご利用者負担額	
レンタル料金	



- ピロー
- 幅30×長80cm ■重量0.8kg

品番	TAISコード
PC-HC-P1	00563-000080

ご利用者負担額	
レンタル料金	



- ウェーブ
- 幅75×長65cm ■重量1.1kg

品番	TAISコード
PC-HC-W1	00563-000076


ご利用者負担額	
レンタル料金	



- ウェーブ(ロング)
- 幅75×長80cm ■重量1.5kg

品番	TAISコード
PC-HC-W2	00563-000081

ご利用者負担額	
レンタル料金	



- ブーメラン (大)
- 幅50×長90cm ■重量1.3kg

品番	TAISコード
PC-HC-B1	00563-000074

ご利用者負担額	
レンタル料金	



- ブーメラン (小)
- 幅44×長74cm ■重量0.8kg

品番	TAISコード
PC-HC-B2	00563-000075

ご利用者負担額	
レンタル料金	

■材質/中身: ウレタンフォーム・ナイロン 生地: ポリエステル100%